Extraction de la caséine

Référence : Olympiades 2010 : Étude d'un lait. URL http://www.slampert.com/Activites%20pedagogiques/TPONC2.pdf.

Leçons potentielles : 2

Produits:

Nom	Formul	Masse molaire	Densité	Température	Sécurité
	e brute	(g.mol ⁻¹)			
Lait	-	-	-	-	-
Acide éthanoïque	$C_2H_4O_2$	60,05	-	-	Inflammable
					Corrosif
Acétone (pissette)	C ₃ H ₆ O	58,08	-	-	Inflammable
					Irritant
Phénolphtaléine	$C_{20}H_{14}O$	318,32	-	-	Toxique
	4				
	$C_{20}H_{12}O$				
	₄ ²⁻ ,Na+				
Eau distillée	H ₂ O	18	1	T _{eb} = 100 °C	-

<u>Concentrations</u>:

- Acide éthanoïque à 10%

Matériels:

- Éprouvette graduée 50 mL
- Grand bécher
- Cristallisoir
- Plaque chauffante et agitateur magnétique
- Barreau aimanté
- Baguette en verre
- Petit bécher
- Éprouvette graduée 10 mL
- Papier pH
- Viole à vide + entonnoir Büchner
- Verre de montre
- Balance